

# ComforTec Catheters

## コンフォーテックカテーター 柔軟に、スムーズに、そして快適に！

MII-pH測定用のカテーテルはあらゆる手技に見合うよう  
様々なラインナップが揃っています。カテーテルサイズは、個人の食道長に応じて  
選択することができ、特殊合成ポリウレタン製のカテーテルボディは  
体温に合わせ柔軟性をまし、挿入が容易になると同時に被験者の快適さを高めます。

### コンフォーテックMII/pHシングルカテーテル (ディスポーザブル)

リファレンス電極内臓・直径2.13mm

承認番号：22500BZX00088000

センサー仕様	Order NO	-15 cm	-10cm	-5 cm	0 cm	5 cm	10 cm	15 cm
pH/1ch, MII/6ch	ZAN-BS-01							
pH/1ch, MII/6ch	ZPN-BS-46							
pH/1ch, MII/6ch	ZPN-BS-50							
pH/1ch, MII/6ch	ZIN-BS-51							
pH/2ch, MII/6ch	ZPN-BG-07							
pH/2ch, MII/6ch	ZAN-BG-44							
pH/2ch, MII/6ch	ZPN-BG-57							

### コンフォーテックMII/pHシングルカテーテル LPR Type (ディスポーザブル)

リファレンス電極内臓・直径2.3mm

センサー仕様	Order NO	35 cm	30 cm	25 cm	20 cm	15 cm	10 cm	5 cm	0 cm
pH/2ch, MII/6ch	ZAI-BL-54								
pH/2ch, MII/6ch	ZAI-BL-55								
pH/2ch, MII/6ch	ZAI-BL-56								



= Distal pH  
 = pH  
 = LES Locator  
 = Impedance Ring

# コンフォーテックプラスpHシングルカテーテル ( Disposable )

リファレンス電極内臓・直径2.13mm

承認番号：22300BZX00373000

センサー仕様	Order NO	-5 cm	0 cm	5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm
pH/1ch	PHNS							
pH/2ch 5cm間隔	PHN5			○				
pH/2ch 5cm間隔	PHN10				○			
pH/2ch 15cm間隔	PHN15					○		

= Distal pH
  = pH
  = LES Locator
  = Impedance Ring



## \*消耗品

緩衝液 pH1	D82-3103
緩衝液 pH4	D82-3151
緩衝液 pH7	D82-3152

**ASCH JAPAN Co.,LTD.**

輸入販売元

日本アッシュ株式会社

〒192-0081 東京都八王子市横山町 3-6 八王子横山町 JEビル 7F

TEL 042-648-5350 FAX 042-648-5332

URL : [www.j-asch.co.jp](http://www.j-asch.co.jp)