

A Xinwell Member Company

AteTec

Disposable Grasping Forceps



Disposable Grasping Forceps

フルトン把持鉗子



鰐口回転把持鉗子は、厳しいアングルでもスムーズな 360° 回転と柔軟なクランプヘッドの開閉を可能にし、優れた柔軟性と強力なグリップ力（強度 50N 以上）で ESD・EMR 施術時の血栓・ポリープ・組織の採取を確実にに行います。

レッグタイプの把握鉗子は、3 本脚、4 本脚、5 本脚、回収ネットと豊富なバリエーションを揃え大きな開口角度と PTFE カバーを備えたグラスバーの採用により、大きな異物も容易に除去することができます。

回収ネットもスムーズな 360° 回転と開閉により対象物を容易に包み込み、確実に回収することが出来ます。各モデルとも入り組んだ箇所でも容易に挿入できるように設計されており、片手での操作を考慮し、人間工学に基づいたハンドルを採用しており、ハイクオリティながらコストパフォーマンスに優れています。

フルトン ATE 回転把持鉗子鰐口型
医療機器届出番号：13B2X10217000005


フルトン ATE 把持鉗子脚型
医療機器届出番号：13B2X10217000006

フルトン ATE 回転把持鉗子ネット型
医療機器届出番号：13B2X10217000008

*本製品をご使用される前に必ず添付文書をよくお読みください。

*本製品はディスプレイ製品ですので再利用はできません。

*本製品の仕様、外観等予告なく変更する場合があります。



	Model	Diameter of the outer tube (mm)	Length (mm)	Opening Length (mm/±5mm)
	鰐 口			
	ATE-YWQ-CXDZ-18×1600-R	1.8	1600	9.2
	ATE-YWQ-CXDZ-23×2300-R	2.3	2300	14
	3 脚			
	ATE-YWQ-3ZX-18×1600	1.8	1600	50
	ATE-YWQ-3ZX-23×2300	2.3	2300	40
	4 脚			
	ATE-YWQ-4ZX-18×1600	1.8	1600	45
	ATE-YWQ-4ZX-23×2300	2.3	2300	35
	5 脚			
	ATE-YWQ-5ZX-23×2300	2.3	2300	30
	ネット型			
	ATE-YWQ-TY-23X2300X30-R	2.3	2300	30×50

 **ASCH JAPAN Co.,LTD.**

輸入販売元

日本アツシュ株式会社

〒192-0081 東京都八王子市横山町 3-6 八王子横山町 JE ビル 7F

TEL 042-648-5350 FAX 042-648-5332

URL: www.j-asch.co.jp